

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 13/12/2016
		Ult. Revisão: 20/05/2024
		Vencimento: 20/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 1/2
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HPD-EC-POP-05	

1. OBJETIVO

Padronizar o envio e disponibilização de equipamentos médicos para manutenção, mantendo a segurança dos colaboradores.

2. RESPONSABILIDADES

2.2. ENGENHARIA CLÍNICA

Higienizar o equipamento ao receber para manutenção e após finalização.

2.3. HIGIENIZAÇÃO

Realizar a higienização quando a assistência solicitar para envio do mesmo para manutenção e higienização de rotina.

3. ABRANGÊNCIA

Institucional.

4. DESCRIÇÃO

4.1. HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ENVIO DE MANUTENÇÃO


4.1.1. Setor assistencial

- Realiza a higiene prévia do equipamento com produto aprovado pela Comissão de Controle de Infecção - CCIH, identifica o equipamento como higienizado e disponibiliza para engenharia clínica.

4.1.2. Engenharia Clínica

- Em caso de necessidade de retirada do equipamento, ele deverá receber no setor de engenharia clínica uma nova higienização, a ser executada em sala apropriada para o fim.

Elaboração e Revisão: André Pinho. Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
--	--	---

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 13/12/2016
		Ult. Revisão: 20/05/2024
		Vencimento: 20/05/2026
		Versão: 04
		Nº Páginas: 2/2
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HPD-EC-POP-05	

- Após a higienização, o equipamento seguirá o fluxo de manutenção conforme organização do setor.
- Após a manutenção, o equipamento receberá uma limpeza superficial para entrega ao setor de origem.

4.2. NORMAS

- Utilizar somente produtos aprovados pela Comissão de Controle de Infecção do Hospital Porto Dias (HPD).
- Será de responsabilidade do setor assistencial identificar de maneira clara o equipamento higienizado.

5. REFERÊNCIAS

Gerenciamento da Manutenção e Engenharia Clínica – Reforsus 2002.

6. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	13/12/2016
Revisão Geral adequação ao Manual de Acreditação Internacional da JCI	01	13/12/2017
Revisão Geral adequação ao FMS.8 do Manual de Acreditação Internacional da JCI	03	13/02/2021
Revisão Geral adequação ao FMS.8 do Manual de Acreditação Internacional da JCI	04	20/05/2024

Elaboração e Revisão: André Pinho. Engenharia Clínica	Validação: Marina Azevedo Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade
--	--	---